


Mettl16 Conejo Pab Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86W50

Número de artículo: CM0016069



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra METTL16 humano (ARN N6-metiltransferasa). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar la modificación del ARN y la homeostasis de la S-adenosil-L-metionina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METTL16 Conejo pAb
Observaciones/Alias	METT10D; METTL16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79066
GeneID	79066
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 263-562 de METTL16 humano (NP_076991.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86W50
Peso Molecular de la Proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo