

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mettl5 Para Wb, Elisa - Q9Nrn9

Número de artículo: CM0025502



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo METTL5 validado para WB, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a la rRNA N6-adenosina-metiltransferasa METTL5 (Q9NRN9), esencial para la investigación de la traducción y la pluripotencia de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METTL5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MRT72; HSPC133; METTL5
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	29081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-209 de METTL5 humano (NP_054887.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRN9
Peso Molecular de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo