

Mgll Polymab® De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99685

Número de artículo: CM0007120



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MGLL humano (lipasa de monoglicéridos, MAGL) para investigación IVD, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de endocannabinoides y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MGLL PolymAb® de conejo
Observaciones/Sinónimos	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5
Especie	Humana
ID del gen (humano)	11343
ID del gen	11343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-303 de MGLL humano. (NP_001003794.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q99685
Peso molecular de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo