


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Mglur2 Para Wb - Q14416

Número de artículo: CM0009357



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo mGluR2 (Q14416) validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta el receptor metabotrópico de glutamato 2 humano, con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre transmisión sináptica y excitabilidad neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo mGluR2
Observaciones/Alias	GLUR2; mGluR2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2912
ID de Gen	2912
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 773-872 del mGluR2 humano (Q14416).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14416
Peso Molecular de la Proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo