


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mgmt Para Wb Y Elisa - P16455

Número de artículo: CM0012817



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MGMT humano (metiltransferasa de ADN-proteína-cisteína metilada). Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Útil para estudios de reparación del ADN y resistencia a fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-MGMT
Observaciones/Alias	MGMT
Especie	Humano
GeneID (humano)	4255
GeneID	4255
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-207 de MGMT humano (NP_002403.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16455
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo