

Mab De Conejo Contra Mhc De Clase I (Hla-A/B) - P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450

Número de artículo: CM0008170

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra MHC de clase I (HLA-A/B) humano. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Apto para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos diagnósticos dirigidos a alelos HLA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MHC de clase I (HLA-A/B)
Observaciones/Alias	HLAA; MHC de clase I (HLA-A/B)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3105/3106
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 del MHC de clase I (HLA-A/B) humano (P04439).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo