

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mib1/Dip1 Para Wb Y Elisa - Q86Yt6

Número de artículo: CM0012549



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a MIB1/DIP1 (Q86YT6). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la vía de señalización Notch, la ubiquitinación y la biología del centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-MIB1/DIP1 de conejo
Observaciones/Alias	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57534
GeneID	57534
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de MIB1/DIP1 humano (Q86YT6)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86YT6
Peso proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo