

Mica Rabbit Mab Para Wb, Elisa - Q29983

Número de artículo: CM0003447



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MICA humana (secuencia polipeptídica relacionada con el MHC de clase I). Adecuado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Uso en investigación de vigilancia inmune y estudios de respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MICA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100507436
GeneID	100507436
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q29983
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo