

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mical1 Para Wb, Elisa - Q8Tdz2

Número de artículo: CM0015829



Introducción

MICAL1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido a MICAL1 humano y de ratón, una monooxigenasa que regula la dinámica de la actina y la apoptosis. Adecuado para investigación en citoesqueleto y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MICAL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MICAL; NICAL; MICAL-1; MICAL1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	64780
ID del Gen	64780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 718-1067 de MICAL1 humano (NP_073602.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8TDZ2
Peso Molecular de la Proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo