


Mab De Conejo Contra Mitofusina 2 Para Wb - 095140

Número de artículo: CM0002600



Introducción

mAb de conejo contra Mitofusina 2 (O95140) validado para WB, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Un reactivo esencial para el estudio de la dinámica mitocondrial, la fusión y la mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Mitofusina 2
Observaciones/Alias	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusina 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9927
GeneID	9927
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la Mitofusina 2 humana (O95140).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95140
Peso proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo