

Mitofusina 2 Conejo Pab - Mitofusina 2

Número de artículo: CM0012830

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Mitofusina 2 para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Detecta Humano, Ratón, Rata. Inmunógeno de proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 70-260 de la Mitofusina 2 de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mitofusina 2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Fzo; D630023P19Rik; Mitofusina 2
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	9927
ID del Gen	170731
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-260 de la Mitofusina 2 de ratón (NP_573464.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso Molecular de la Proteína	68kDa/86kDa
Envío	Bolsa de hielo