

Pab De Conejo Contra Mixl1 Para Wb Y Elisa - Q9H2W2

Número de artículo: CM0023033

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MIXL1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta MIXL1 humano, de ratón y de rata; adecuado para estudios de biología del desarrollo e investigación con células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MIXL1
Observaciones/Alias	MIX; MIXL; MILD1; MIXL1
Especie	Humana
GeneID (humano)	83881
GeneID	83881
Inmunógeno	Péptido sintético; péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-232 de MIXL1 humano (NP_114150.1).
Fuente	Ciervo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9H2W2
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo