

MLH3 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Uhc1

Número de artículo: CM0030007

Introducción

MLH3 pAb de conejo es un anticuerpo policlonal dirigido a la proteína de reparación de desajustes de ADN MLH3. Adecuado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata, apoya la investigación de los mecanismos de reparación del ADN y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MLH3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HNPCC7; MLH3
Especie	Humana
GeneID	27030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1190-1389 de MLH3 humano (NP_055196.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHC1
Peso de la proteína	164kDa
Envío	Bolsa de hielo