


MLXIPL Conejo Pab - Q9Np71

Número de artículo: CM0029911



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MLXIPL humano (CHREBP), un factor de transcripción sensible a la glucosa. Validado para WB, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación metabólica y de diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MLXIPL Conejo pAb
Observaciones/Alias	MIO; MLX; CHREBP; MONDOB; WBSR14; WS-bHLH; bHLHd14; MLXIPL
Especie	Humano
GeneID (humano)	51085
GeneID	51085
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-175 de MLXIPL humano (NP_116569.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NP71
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo