


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp13 Para Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Número de artículo: CM0013566



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-MMP13 (P45452) validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la colagenasa 3, esencial para la degradación de la MEC, el desarrollo óseo y la remodelación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP13 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; 13
Especie	Humano
GeneID (humano)	4322
GeneID	4322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 262-471 del MMP13 humano (NP_002418.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45452
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo