

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mmp17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULz9

Número de artículo: CM0029033

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MMP17 altamente específico validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la remodelación de la matriz extracelular y la biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP17 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MMP-17; MT4MMP; MTMMP4; MT4-MMP; MMP17
Especie	Humano
GenelD (humano)	4326
GenelD	4326
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULZ9
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo