

Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Mmp19 Para Wb, Elisa - Q99542

Número de artículo: CM0029106

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MMP19 (Metaloproteinasa de matriz 19). Validado para WB y ELISA. Detecta MMP19 de humano, ratón y rata; adecuado para investigación sobre degradación de MEC y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para MMP19
Observaciones/Alias	CODA; MMP18; RASI-1; MMP19
Especie	Humano
ID genético (Humano)	4327
ID genético	4327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 209-508 de la MMP19 humana (NP_002420.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99542
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo