


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Mmp9 Para Wb, Elisa - P14780

Número de artículo: CM0022770



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la MMP9 humana (Gelatinasa B). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con la MMP9 de ratón. Ideal para investigación de matriz extracelular y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MMP9 Rabbit pAb                                                                                                  |
| Notas/Alias         | GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| ID de Gen (Humano)  | 4318                                                                                                             |
| ID de Gen           | 4318                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 538-707 de la MMP9 humana (NP_004985.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                    |
| SWISS               | P14780                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 78 kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |