

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Mneongreen - Mneongreen

Número de artículo: CM0020249

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína fluorescente mNeonGreen (Branchiostoma lanceolatum). Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada independiente de la especie. Tamaño de banda esperado: ~30 kDa. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra mNeonGreen
Especie	Branchiostoma lanceolatum
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-236 de mNeonGreen de Branchiostoma lanceolatum.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo