

Moc3 Rabbit Pab - A0A0N7Kjv6

Número de artículo: CM0024069

Introducción

MOC3 Rabbit pAb, un anticuerpo policlonal dirigido contra MOC3 de Oryza sativa (SWISS A0A0N7KJV6), validado para aplicaciones de WB y ELISA en la investigación del arroz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MOC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WUS; OsWUS; WOX1B; OsWOX1B; OsJ_015793; MOC3
Especie	Oryza sativa
ID de gen	107275471
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 98-289 de MOC3 de Oryza sativa. (Q7XM13)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	A0A0N7KJV6
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo