


Anticuerpo Policlonal De Conejo Mocs3 Para Wb Y Elisa - 095396

Número de artículo: CM0027988



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MOCS3 humana, validado para WB y ELISA. Reconoce humano y ratón, adecuado para la investigación sobre tiolación de tRNA y biosíntesis del cofactor de molibdeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MOCS3 Rabbit pAb
Notas/Alias	UBA4; MOCS3
Especie	Humano
GeneID	27304
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 271-460 de MOCS3 humana (NP_055299.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	095396
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo