

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mon1A Para Wb Y Elisa - Q86Vx9

Número de artículo: CM0022175



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MON1A para WB y ELISA. Reacciona con MON1A humano, una proteína de fusión vacuolar implicada en el tráfico de membranas y la activación de RAB7. Q86VX9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MON1A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SAND1; MON1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84315
GeneID	84315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del MON1A humano (Q86VX9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86VX9
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo