

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra La Proteína E8L Del Virus De La Viruela Del Mono (Mpxv) - Q8V4Y0

Número de artículo: CM0004712

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína E8L del virus de la viruela del mono (MPXV) validado para WB y ELISA. Reconoce la proteína de unión a la superficie celular OPG105 (Q8V4Y0), crítica para la unión del virión. Ideal para la investigación del virus de la viruela del mono.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína E8L del virus de la viruela del mono (MPXV)
Especie	Virus de la viruela del mono
GeneID	929017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-275 de la proteína E8L del virus de la viruela del mono (MPXV) humano. (NP_536532.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Virus de la viruela del mono
SWISS	Q8V4Y0
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo