

Panel De Anticuerpos Monoclonales Para Detección De Treg Humanos Y De Macaco Cangrejero Por Citometría De Flujo - Panel De Treg Humano/Macaco

Número de artículo: CM0012219

Introducción

Panel de anticuerpos monoclonales diseñado para la identificación y análisis citométrico de flujo de células T reguladoras (Treg) en muestras humanas y de macaco cangrejero. Ideal para investigación de inmunofenotipado y monitoreo inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Panel de Treg humano/macaco
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
Envío	Bolsa de hielo