


Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Histona H2B-K5 Monometilada (P62807/Q16778) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000235



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo para Histona H2B-K5 monometilada detecta la histona H2B monometilada endógena en lisina 5 (P62807/Q16778) en humanos, ratones y ratas. Es adecuado para WB, IF/ICC y ELISA, y apoya estudios de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para Histona H2B-K5 monometilada
Notas / Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; MonoMethyl-Histone H2B-K5
Especie	Humano
GeneID (humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Inmunógeno	Un péptido sintético monometilado alrededor de K5 de H2BK5me1 humano (NP_003519.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango amplio predicho)
SWISS	P62807/Q16778
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo