

Anticuerpo Policlonal De Conejo Monometil-Histona H3 (K14) (Q16695/P68431) Para Wb, If, Elisa

Número de artículo: CM0000369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para histona H3 monometilada en la lisina 14. Reconoce las variantes H3.1 y H3.1t de humana, ratón y rata. Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MonoMetil-Histona H3-K14 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-K14
Especie	Humana
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido monometilado sintético alrededor de K14 de la MonoMetil-Histona H3-K14 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo