


Anticuerpo Policlonal De Conejo Monometil-Histona H3-K27 (H3K27Me1) (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, Chip & Elisa

Número de artículo: CM0000406



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la histona H3 monometilada en la lisina 27 (H3K27me1). Validado para western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, dot blot, ChIP y ELISA. Reactividad cruzada predicha con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MonoMetil-Histona H3-K27 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMetil-Histona H3-K27
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido monometilado sintético alrededor de K27 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo