

Ac Mab De Monometil-Histona H3-K27 De Conejo (Q16695/P68431) - Anticuerpo De Histona H3 Metilada Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000255



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la histona H3 monometilada en lisina 27 (H3K27me1) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con histona H3 humana, de ratón, rata y planta, ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mAb de MonoMetil-Histona H3-K27 de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMetil-Histona H3-K27
Especie	Humano
GenelD (humano)	8290/8350
GenelD	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido monometilado sintético alrededor de la K27 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Arabidopsis thaliana, Arroz, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo