

Anticuerpo Policlonal De Conejo Monometil-Histona H3-K36 (Q16695 / P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Número de artículo: CM0000316



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MonoMetil-Histona H3-K36 validado para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA y ChIP-seq. Reacciona con humano, ratón, rata y otras especies con un rango amplio predicho. Detecta la monometilación en la lisina 36 de la histona H3, una marca epigenética clave en la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MonoMetil-Histona H3-K36 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMetil-Histona H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético monometilado alrededor de K36 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo