

Mab De Conejo Contra Monometil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Número de artículo: CM0000386



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que detecta la lisina 36 monometilada de la histona H3 humana (SWISS Q16695/P68431). Se predice reactividad cruzada con ratón, rata y otras especies. Adecuado para Western blot, dot blot, IHC-P y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MonoMetil-Histona H3-K36
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMetil-Histona H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético monometilado alrededor de K36 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo