

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Monometil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Ip, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000361



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo MonoMetil-Histona H3-K36 (SWISS: Q16695/P68431) para investigación en epigenética. Validado en WB, DB, IP, ELISA, ChIP; reactividad en humano, ratón, rata. 15kDa, envío en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo MonoMetil-Histona H3-K36
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMetil-Histona H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético monometilado alrededor de K36 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo