


Anticuerpo Policlonal De Conejo Monometil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000261



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta la histona H3 mono-metilada en la lisina 36 (K36) para Western blot, IF/ICC, ELISA, ChIP y ChIP-seq. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y se predice una amplia gama de especies. Ideal para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo MonoMetil-Histona H3-K36
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo