

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Frente A Histona H3-K4 Monometilada (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, If/Icc E Investigación Epigenética

Número de artículo: CM0000385



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo reconoce específicamente la lisina 4 monometilada de la histona H3 humana (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP y ELISA. Amplia reactividad cruzada: humano, ratón, rata, Arabidopsis, arroz, trigo. Ideal para estudios epigenéticos y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo frente a Histona H3-K4 monometilada
Notas / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético monometilado correspondiente a residuos alrededor de K4 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicaciones	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Arabidopsis, Arroz, Trigo, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo