

Ac Pab De Conejo Monomethyl-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) — Validado Para Wb, Ihc-P, Chip Y Más

Número de artículo: CM0000364



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la histona H3 monometilada en la lisina 4 (H3K4me1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP y ChIP-seq. Se predice que reacciona de forma cruzada con humanos, ratones, ratas y otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac pAb de conejo MonoMethyl-Histona H3-K4
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	H3
ID de Gen	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango amplio predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo