

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Histona H3-K79 Monometilada (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Ihc-P, Elisa

Número de artículo: CM0000351



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la lisina 79 monometilada de la histona H3 (K79me1). Ideal para WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP y ChIP-seq. Reconoce H3 de humano, ratón y rata; se predice una amplia reactividad cruzada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo para Histona H3-K79 monometilada
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K79
Especie	Humana
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético monometilado alrededor de K79 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (rango amplio predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo