

Anticuerpo Policlonal De Conejo Monometil-Histona H3-K79 (Q16695 / P68431) Para Wb, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000268



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la lisina 79 monometilada de la histona H3 (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, ELISA, ChIP; reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata y se predice una amplia gama de reactividad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo MonoMetil-Histona H3-K79
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMetil-Histona H3-K79
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético monometilado alrededor de K79 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplia gama predicha)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo