


Anticuerpo Policlonal De Conejo Monometil-Histona H3-K79 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, Chip

Número de artículo: CM0000345



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H3 monometilada en la lisina 79 (K79me1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP y ChIP-seq. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MonoMetil-Histona H3-K79
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-K79
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido monometilado sintético alrededor de la K79 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo