

Pab De Conejo Para Monometil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip-Seq Y Elisa

Número de artículo: CM0000375



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para histona H3 monometilada en lisina 9 (H3K9me1). Adecuado para WB, ChIP-seq, IHC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para epigenética y suministro de materia prima para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para MonoMetil-Histona H3-K9
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético. Péptido sintético monometilado alrededor de K9 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango amplio predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo