

Mab Conejo Monomethyl-Histona H3-K9 | Q16695 / P68431 - Anticuerpo Específico De Metilación Para Wb, Chip, Elisa Y Más

Número de artículo: CM0000411



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para histona H3 monometilada en lisina 9 (H3K9me1, SWISS Q16695 / P68431). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP y ELISA con amplia reactividad cruzada prevista (humano, ratón, rata).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo MonoMethyl-Histona H3-K9
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A
Especies	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido monometilado sintético correspondiente a los residuos que rodean la K9 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo