

Mab De Conejo Monometil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) — Anticuerpo Monoclonal Para Investigación Epigenética

Número de artículo: CM0000319



Introducción

El mAb de Conejo MonoMetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) es un anticuerpo monoclonal de alta especificidad para la detección de H3K9me1 en WB, DB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y otras especies predichas. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MonoMetil-Histona H3-K9
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-K9
Especies	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético monometilado alrededor de K9 de la Histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo