

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Monomethyl-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, Chip, Elisa

Número de artículo: CM0000379



Introducción

mAb de conejo que detecta la lisina 9 monometilada de la histona H3.1 (P68431) y H3.1t (Q16695). Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata; se predice amplio rango. Ideal para investigación en epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo MonoMethyl-Histona H3-K9
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histona H3-K9
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético monometilado alrededor de K9 de la Histona H3 humana (P68431)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Se Predice Amplio Rango)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular de la Proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo