

Anticuerpo Policlonal De Conejo Monometil-Histona H3-R17 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000409



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la R17 monometilada de la histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata y otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo MonoMetil-Histona H3-R17
Observaciones/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; MonoMetil-Histona H3-R17
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo