


Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Histona H3-R2 Monometilada (Q16695/P68431) | Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000265



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la histona H3 monometilada en la arginina 2. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA con amplia reactividad cruzada entre especies (humano, ratón, rata). Ideal para investigación en epigenética y dinámica de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para Histona H3-R2 monometilada
Notas/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R2
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético monometilado alrededor de la R2 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (amplio rango pronosticado)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo