


Pab De Conejo Para Histona H3-R26 Monometilada - Q16695/P68431 Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000389



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la histona H3 monometilada en la arginina 26 (Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y se predice una reactividad con una amplia gama de especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para Histona H3-R26 monometilada
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R26
Especie	Humano
ID de gen (humano)	H3
ID de gen	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético / Péptido sintético monometilado alrededor del R26 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo