


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Histona H3-R8 Monometilada (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000404



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Histona H3-R8 monometilada de alta calidad, apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconocer la histona H3.1t y H3.1 de humano, ratón y rata monometilada en la arginina 8, de ~15 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Histona H3-R8 monometilada
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético monometilado alrededor de R8 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (predicción de amplio rango)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo