


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Histona H4-K20 Monometilada (P62805) Para Investigación Epigenética, Wb/Elisa

Número de artículo: CM0000274



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la lisina 20 monometilada de la histona H4 (P62805). Adecuado para WB y ELISA con amplia reactividad cruzada entre especies. Ideal para estudiar la dinámica de modificaciones de histonas en la regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Histona H4-K20 monometilada
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Especie	Humano
ID genético (Humano)	H4
ID genético	8359
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético monometilado alrededor del K20 de la histona H4 humana (NP_003539.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (amplio rango predicho)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo