


Pab De Conejo Anti-Monometil-Histona H4-K20 (P62805) - Anticuerpo Para Investigación Epigenética Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000356



Introducción

El pAb de conejo anti-MonoMetil-Histona H4-K20 detecta la lisina 20 monometilada en la histona H4 (P62805). Policlonal de conejo, validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata y una amplia gama de reactividad prevista. Ideal para biología de la cromatina y estudios epigenéticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MonoMetil-Histona H4-K20
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMetil-Histona H4-K20
Especie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Un péptido monometilado sintético alrededor de la K20 de la histona H4 humana (NP_003529.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplia gama prevista)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo