


Ac Pab De Conejo Monometil-Histona H4-K5 (P62805) Para If/Icc Y Elisa

Número de artículo: CM0000285



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H4 monometilada en la lisina 5 (P62805). Validado en IF/ICC y ELISA, con amplia reactividad entre especies. Ideal para investigación epigenética y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac pAb de conejo MonoMetil-Histona H4-K5
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMetil-Histona H4-K5
Especies	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido monometilado sintético alrededor de K5 de la histona H4 humana (NP_003529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango amplio predicho)
SWISS	P62805
Peso proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo