


Pab De Conejo Contra Histona H4 R3 Monometilada (P62805) | Anticuerpo Listo Para If/Icc Y Elisa

Número de artículo: CM0000311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la arginina 3 monometilada de la Histona H4 humana (SWISS P62805). Apto para IF/ICC y ELISA; presenta reacción cruzada con especies humanas, de ratón, rata y otras. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Histona H4 R3 monometilada
Observaciones / Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; MonoMethyl-Histone H4-R3
Especie	Humana
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético monometilado alrededor de R3 de la Histona H4 humana (NP_003529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reacción cruzada	Humana, Ratón, Rata, Otras (Predicción de amplio rango)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo