


Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Monometil-Histona H4-R3 | P62805 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000403



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad que detecta la arginina 3 monometilada de la histona H4 humana (SWISS P62805). Validado para Western blot, inmunohistoquímica, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata y se predice para un amplio rango de especies. Apoya la investigación epigenética y el desarrollo de ensayos para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MonoMethyl-Histona H4-R3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; MonoMethyl-Histona H4-R3
Especie	Humano
GenelD (humano)	H4
GenelD	8359
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético monometilado alrededor de la R3 de la Histona H4 humana (NP_003529.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo